

## Fiche technique débit de base temporaire

Le débit de base temporaire, permet d'augmenter ou de diminuer le débit de base sur une période donnée. Par exemple, lorsque je souhaite réaliser une activité physique pendant 1h, je peux diminuer la base d'un certain pourcentage pour éviter l'hypoglycémie. A l'inverse, je peux aussi utiliser cette fonction lors d'un long repas de fête, en augmentant le débit de base le temps du repas, pour éviter l'hyperglycémie.

1. J'appuie sur les 3 petites barres horizontales en haut à gauche de l'écran.
2. J'appuie sur « Définir basal temp. ».
3. Dans le premier rectangle blanc je définis de quel pourcentage je souhaite augmenter ou diminuer la base.  
(**Attention !** les flèches qui vont vers le haut ↑ signifient que l'on augmente la quantité d'insuline, les flèches qui vont vers le bas ↓ signifient que l'on diminue la quantité d'insuline.)
4. Dans le second rectangle blanc je définis la durée pour laquelle je souhaite modifier la base.
5. J'appuie sur « CONFIRMER ».
6. J'appuie sur « ACTIVER ».
7. Je confirme en appuyant sur « ACTIVER » à nouveau.
8. Le débit basal temporaire est actif.
9. Si vous souhaitez annuler le débit basal temporaire en cours. Sur l'écran d'accueil vous allez dans la catégorie « Basal temp. », et vous appuyez sur « ANNULER ».

